



CLERAD

RADIOPROTECTION PATIENT

Représentant pour **PIVW** des systèmes
DIAMENTOR®
pour vous aider à répondre aux exigences réglementaires:

- **Arrêté du 22 septembre 2006** relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants
- **Arrêté du 12 février 2004** relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire



⇒ **Chambre d'ionisation plates pour mesurer la dose patient**



⇒ **Chambre d'ionisation « tout en un », avec parties électroniques et unité d'affichage incorporées**



⇒ **Appareil qui mesure le PDS et le débit de PDS avec la possibilité d'être raccordée à une imprimante d'étiquettes**



⇒ **Système avec une imprimante interne et la possibilité de raccorder deux chambres d'ionisation**



CLERAD

LOGICIEL RAYONNEMENT X

Le logiciel **PROBEUS**

Le logiciel **PROBEUS** vous assiste dans la mise en place de votre **système qualité** et est un outil indispensable pour répondre aux **exigences réglementaires**. Trois pôles de gestion, qui peuvent être intégrés séparément selon vos besoins, sont proposés:

- Gestion de l'assurance qualité,
- Gestion du matériel,
- Gestion de la **dosimétrie personnel** et des Niveaux de Référence Diagnostiques (NRD)

Gestion des NRD

Nouveau - Relevé N°3

Date: 16/10/07

Rachis lombaire de face sur Matériel pour test

Nature du relevé: Estimation, P. D. S., Mesure directe

Distance Foyer Peau: D.F.P. 95 cm, D.Foyer-Détecteur 150 cm, Epaisseur patient 50 cm, D.Patient-Détecteur 5 cm

Paramètres: Tension 110.0 kV, Charge 120.0 mAs

Patient: Poids 65 kg, Taille 160 cm, Age 30 an

Estimation: Dose d'entrée 24.1 mGy

Calcul estimation

Valider / Annuler

Gestion de la dosimétrie personnel

Dosimétrie Personnel

Nom: M. TASSIN Eric

Qualité: ADMINISTRATEUR

Date	Dose
21/12/05	0.50
30/05/07	0.40
30/05/07	0.40
03/09/07	4.00

Total Doses: 5.70 mSv

Apporter / Supprimer / Imprimer / Fermer

Gestion du matériel

Dispositif Médical Radio

Nom matériel: []

Type Matériel: []

Emplacement: []

Date de première mise en service: []

Année de construction: []

Marquage CE: []

Fournisseur: []

Générateur / Tube Radio / Accessoires / Fermer

Gestion de l'assurance qualité

Non Conformité

Référence: []

Rédateur: Mme SABATIER Virginie

Date: 18/02/20

Heure: 10:25

Nature: []

Réf. Procédure: []

Patient: []

Description: []

Date: []

Correction: []

Valider / Annuler