

# PERFORMER HT



## SYSTÈME DE PERFUSION HYPERTHERMIQUE

- Ratio optimal sécurité patient et personnel
- Réduction des interventions manuelles
- Suivi patient complet et pratique
- Maniement simple de l'appareil



### La machine de Circulation Extra-Corporelle (CEC)

Le Performer HT possède tous les éléments nécessaires à la CEC :

- Un système de monitoring du chauffage et de la température
- Une pompe péristaltique pour le contrôle du débit (max 2L/min)
- Un système de contrôle du volume
- Un système de monitoring de la pression
- Un écran tactile pour le paramétrage et le monitoring de la CEC



Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 74 62 40 - email: [clerad@clerad.fr](mailto:clerad@clerad.fr)

V. 18-0731